



PBpharma
Healthcare Solutions

Gine

Ginecologia e ostetricia



www.pbpharma.it
info@pbpharma.it

PBpharma
Healthcare Solutions

Gine

Ginecologia e ostetricia

PESSARIO, UN ALLEATO
DISCRETO E INVISIBILE
PER IL TUO BENESSERE



PESSARIO CUBICO

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino di tutti i gradi. Il pessario cubico perforato in silicone è a forma di cubo con i lati concavi su cui sono presenti delle aperture per la fuoriuscita di liquido vaginale. È dotato di un filo per poterne facilitare l'estrazione. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO A CIOTOLA PERFORATO

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Il pessario a ciotola perforato in silicone ha la forma di una ciotola con una grande apertura centrale e ulteriori aperture di diametro inferiore lungo il perimetro esterno. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO FUNGIFORME "GELLHORN"

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Il pessario fungiforme in silicone presenta una parte a forma di ciotola collegata ad un'impugnatura con una sporgenza che ne facilita l'utilizzo. Tale protuberanza è pensata per mantenerlo il più possibile in profondità all'interno della vagina. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO IN GOMMA

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico. Le varie misure sono studiate per adattarsi alle esigenze. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO IN SILICONE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico. Le varie misure sono studiate per adattarsi alle esigenze. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO DONUT

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO CERVICALE PERFORATO

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Il pessario cervicale ha una forma a ciotola con fori di drenaggio laterali. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO URETRALE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Il pessario in silicone uretrale ha la calotta progettata per agire sulla parte superiore dell'uretra. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.



PESSARIO URETRALE A CIOTOLA

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino. Il pessario in silicone uretrale a ciotola ha la forma di una ciotola con una protuberanza di forma ovale e un'ampia apertura centrale. La protuberanza fissata sul bordo esterno dell'anello è stata concepita per garantire un maggior fissaggio in loco del segmento uretro-vescicale. Confezionato singolarmente. Diametro in mm.

