

PERCHÈ SCEGLIERLA?



Utilizzo semplice grazie al nuovo menù "Easy Program"



Campo elettromagnetico tra i più potenti in commercio



Dispositivo medico certificato di classe IIa



Assistenza dei nostri tecnici per informazioni di utilizzo



Distribuzione capillare in Italia



Possibilità di detrazione fiscale della spesa secondo le normative vigenti

CONTROINDICAZIONI


Trattamento non indicato per:

- portatori di pacemaker cardiaco e persone con problemi cardiaci
- malattie tumorali
- regioni con protesi metalliche
- gravidanza, portatori di protesi elettriche e/o acustiche e dispositivi intrauterini
- patologie ischemiche
- minori di quindici anni

Non utilizzare contemporaneamente ad altri dispositivi come TENS e/o HOLTER

DOTAZIONE DI SERIE

1. Borsa per il trasporto
2. Unità di magnetoterapia NewOsteo
3. 2 Solenoidi flessibili, 300 x 100 mm
4. 2 Fasce elastiche con velcro 800 x 80 mm
5. Magnum test
6. Alimentatore
7. Manuale operativo



PBpharma
Healthcare Solutions

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LA TUA TERAPIA A PORTATA DI MANO!

Con la **Magnetoterapia NewOsteo** è più facile stare bene
Senza alcuno sforzo

MADE IN ITALY
GARANZIA DI QUALITÀ
ASSISTENZA DEI NOSTRI TECNICI



www.pbpharma.it
info@pbpharma.it

PBpharma
Healthcare Solutions

GLOBUS NEWOSTEO

**MAGNETOTERAPIA
IL BENESSERE
A CASA TUA**



**50
PROGRAMMI**



PRODOTTO

MADE IN ITALY

NewOsteo

NEWOSTEO

Magnetoterapia semplice,
efficace, a casa tua

Prodotto portatile per magnetoterapia, con azione biostimolante, rigenerativa, antiedemica e ideale per **trattamenti domiciliari** (terapia **NON INVASIVA**).

È indicato per:

- ✓ Osteoporosi
- ✓ Traumi
- ✓ Edemi ossei
- ✓ Artrosi
- ✓ Infiammazioni
- ✓ Artrite
- ✓ Fratture
- ✓ Dolori articolari

COME FUNZIONA

Il dispositivo genera **campi elettromagnetici pulsanti** (CEMP) **con onde a bassa frequenza** in grado di aiutare le strutture ossee ed articolari rinforzandone la **microstruttura quando è danneggiata o debole**. I prodotti Globus sono dispositivi medici certificati, **facili da usare** ed estremamente **efficaci**.

Grazie al doppio filo di rame a piena conduzione che avvolge le bobine dei solenoidi, i dispositivi Globus sono in grado di emettere una potenza penetrativa tra le più alte del mercato.

Il modo migliore per trattare le patologie.

È questo il segreto di Globus: la scelta dei **migliori componenti** e la **tecnologia tutta italiana**.

SPECIFICHE TECNICHE

- 2** Canali di uscita
- 50** Programmi
- 1+1** Tipologia di funzione



DISPLAY: dimensione area variabile 2,6"

CANALI DI USCITA: 2

INTENSITÀ EROGABILE CON DIFFUSORI FLESSIBILI: 160 Gauss di media per canale. 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

FREQUENZA: da 5 a 200 Hz

PROGRAMMAZIONE LIBERA: possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

FUNZIONE 1 + 1: possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

ALIMENTAZIONE: rete

DIMENSIONE: 160 x 100 x 35 mm

PESO: 296 g

TRATTAMENTI MEDICALI

- Artrite
- Artrosi ginocchio, cervicale, mano, anca, spalla e colonna
- Algodistrofia
- Mal di schiena
- Dolori articolari
- Antinfiammatorio
- Epicondilite
- Epitrocleite
- Tunnel carpale
- Tendinite spalla
- Post-intervento LCA
- Lesione cartilagine
- Protesi ginocchio e anca
- Frattura scafoide, polso, spalla, clavicola, avambraccio, bacino, tibia, femore, con gesso
- Ritardo consolidamento fratture
- Osteonecrosi
- Osteoporosi
- Edemi ossei
- Distorsione caviglia
- Edemi-contusioni

TRATTAMENTI ESTETICI-FITNESS (NON MEDICALI)

- Drenaggio addome, arti superiori, cosce, glutei e fianchi
- Cellulite addome, arti superiori, cosce, glutei e fianchi
- Stati edematosi
- Gonfiore gambe
- Trattamento riattivante
- Rigenerazione tessutale
- Acne
- Cicatrici
- Rughe facciali
- Smagliature