

02.



## GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Coppette  
Detergente  
Enteroclisma  
Gel (Bustine)

Pessari  
Speculum  
Tampone cotonato



### PESSARIO IN GOMMA

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico.  
Le varie misure sono studiate per adattarsi alle esigenze.  
Confezionato singolarmente.  
Diametro in mm.

<b>Ø 50</b>	<b>907134858</b>		<b>Ø 80</b>	<b>907134961</b>	
<b>Ø 55</b>	<b>907134872</b>		<b>Ø 85</b>	<b>907135002</b>	
<b>Ø 60</b>	<b>907134908</b>		<b>Ø 90</b>	<b>907135040</b>	
<b>Ø 65</b>	<b>907134934</b>		<b>Ø 95</b>	<b>907135089</b>	
<b>Ø 70</b>	<b>907134946</b>		<b>Ø 100</b>	<b>904937885</b>	
<b>Ø 75</b>	<b>907134959</b>				



### PESSARIO IN SILICONE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
Viene impiegato in sostituzione dell'intervento chirurgico.  
Le varie misure sono studiate per adattarsi alle esigenze.  
Confezionato singolarmente.  
Diametro in mm.

<b>Ø 50</b>	<b>990646628</b>		<b>Ø 80</b>	<b>904938103</b>	
<b>Ø 55</b>	<b>904937974</b>		<b>Ø 85</b>	<b>904938115</b>	
<b>Ø 60</b>	<b>904937998</b>		<b>Ø 90</b>	<b>904938127</b>	
<b>Ø 65</b>	<b>904938065</b>		<b>Ø 95</b>	<b>904938139</b>	
<b>Ø 70</b>	<b>904938077</b>		<b>Ø 100</b>	<b>904938141</b>	
<b>Ø 75</b>	<b>904938089</b>				

### PESSARIO CUBICO IN SILICONE PERFORATO



Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino di tutti i gradi.  
 Il pessario cubico perforato in silicone è a forma di cubo con i lati concavi su cui sono presenti delle aperture per la fuoriuscita di liquido vaginale.  
 È dotato di un filo per poterne facilitare l'estrazione.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

**Ø 25 990638025**



**Ø 37 987907298**



**Ø 29 987907262**



**Ø 41 987907300**



**Ø 32 987907286**



**Ø 45 987907312**



### PESSARIO IN SILICONE FUNGIFORME "GELLHORN"



Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Il pessario fungiforme in silicone presenta una parte a forma di ciotola collegata ad un'impugnatura con una sporgenza che ne facilita l'utilizzo. Tale protuberanza è pensata per mantenerlo il più possibile in profondità all'interno della vagina.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

**Ø 50 990638102**



**Ø 75 990638153**



**Ø 55 990638114**



**Ø 80 990638165**



**Ø 60 990638126**



**Ø 85 990638177**



**Ø 65 990638138**



**Ø 90 990638189**



**Ø 70 990638140**



### PESSARIO DONUT IN SILICONE



Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

**Ø 51 ± 5 mm 990638037**



**Ø 76 ± 5 mm 990638076**



**Ø 57 ± 5 mm 990638049**



**Ø 83 ± 5 mm 990638088**



**Ø 64 ± 5 mm 990638052**



**Ø 89 ± 5 mm 990638090**



**Ø 70 ± 5 mm 990638064**





### PESSARIO CERVICALE PERFORATO IN SILICONE

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Il pessario cervicale ha una forma a ciotola con fori di drenaggio laterali.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

Ø 65 est. - 17 h  
 Ø 32 int.

990637807



Ø 70 est. - 17 h  
 Ø 32 int.

990637872



Ø 65 est. - 17 h  
 Ø 35 int.

990637819



Ø 70 est. - 17 h  
 Ø 35 int.

990637884



Ø 65 est. - 21 h  
 Ø 32 int.

990637821



Ø 70 est. - 21 h  
 Ø 32 int.

990637896



Ø 65 est. - 21 h  
 Ø 35 int.

990637833



Ø 70 est. - 21 h  
 Ø 35 int.

990637908



Ø 65 est. - 25 h  
 Ø 32 int.

990637845



Ø 70 est. - 25 h  
 Ø 32 int.

990637910



Ø 65 est. - 25 h  
 Ø 35 int.

990637858



Ø 70 est. - 25 h  
 Ø 35 int.

990637922



Ø 65 est. - 30 h  
 Ø 35 int.

990637860



### PESSARIO A CIOTOLA IN SILICONE PERFORATO

Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Il pessario a ciotola perforato in silicone ha la forma di una ciotola con una grande apertura centrale e ulteriori aperture di diametro inferiore lungo il perimetro esterno.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.



Ø 55 990637934



Ø 80 990637985



Ø 60 990637946



Ø 85 990637997



Ø 65 990637959



Ø 90 990638001



Ø 70 990637961



Ø 95 990638013



Ø 75 990637973



### PESSARIO URETRALE A CIOTOLA IN SILICONE



Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Il pessario in silicone uretrale a ciotola ha la forma di una ciotola con una protuberanza di forma ovale e un'ampia apertura centrale. La protuberanza fissata sul bordo esterno dell'anello è stata concepita per garantire un maggior fissaggio in loco del segmento uretro-vescicale.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

Ø 55 990638191 

Ø 75 990638239 

Ø 60 990638203 

Ø 80 990638241 

Ø 65 990638215 

Ø 85 990638254 

Ø 70 990638227 

Ø 90 990638266 


### PESSARIO URETRALE IN SILICONE



Dispositivo utilizzato per la contenzione del prolasso uterino.  
 Il pessario in silicone uretrale ha la calotta progettata per agire sulla parte superiore dell'uretra.  
 Confezionato singolarmente.  
 Diametro in mm.

Ø 45 990638280 

Ø 75 990638342 

Ø 50 990638292 

Ø 80 990638355 

Ø 55 990638304 

Ø 85 990638367 

Ø 60 990638316 

Ø 90 990638379 

Ø 65 990638328 

Ø 95 990645499 

Ø 70 990638330 

Ø 100 990638278 



### DETERGENTE INTIMO 150 ml

Detergente intimo in schiuma a pH neutro 6,5, indicato per l'igiene quotidiana. La formula delicata è adatta anche alle zone più sensibili e stressate, in età pre-puberale e in menopausa fisiologica o indotta. Dona una piacevole sensazione di freschezza, comfort e sollievo immediato. Evitare il contatto con gli occhi e con mucose non integre; in caso di contatto risciacquare abbondantemente. Uso esterno. Non ingerire.



990638470



### GEL VAGINALE COADIUVANTE LA LUBRIFICAZIONE

Gel intimo idratante coadiuvante la lubrificazione con acido ialuronico e collagene. Il gel intimo è naturale ed è indicato come coadiuvante in caso di scarsa idratazione dell'area intima. Il prodotto ripristina delicatamente la naturale idratazione intima ed è indicato per l'utilizzo quotidiano. L'acido ialuronico mantiene il grado ideale di idratazione e agisce come molecola lubrificante prevenendo il danneggiamento delle cellule. Il collagene riduce la disidratazione e previene le infiammazioni. L'elevata percentuale di glicerina svolge un'azione ammorbidente e lenitiva contrastando la secchezza vaginale.

3 ml  
x 24 bustine



990638482



### COPPETTA MESTRUALE

La coppetta mestruale serve alle donne per raccogliere il sangue mestruale durante i giorni del flusso. Si tratta di una validissima alternativa agli assorbenti e ai tamponi usa e getta. Si può tenere anche tutta la notte. La coppetta mestruale viene venduta singolarmente in astuccio con all'interno le istruzioni d'uso e il suo sacchetto porta coppetta.

Small 24 ml



988563526

Large 30 ml



988563538



### ENTEROCLISMA

Capacità 2 litri.  
Dispositivo per lavaggi intestinali mediante irrigatore dotato di una sacca di plastica in PVC e scala graduata, cannula anale per enteroclisma, cannula vaginale per irrigazioni. Confezionato singolarmente.



906101744



### SPECULUM VAGINALE

Per dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero. Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. Confezionato singolarmente, sterile.

PICCOLO

904043078



MEDIO

907144810



### TAMPONE COTONATO NON STERILE

Tampone cotonato da esame in legno di betulla.  
Lunghezza 150 mm.  
Spessore bastoncino 2 mm.  
In confezione da 2000 pz.



977827803